



## AGITADOR MAGNÉTICO DIÁMETRO 11 CM PLATAFORMA DE ACERO INOXIDABLE ANÁLOGO 2 LITROS

### Descripción

Para la agitación de líquidos en general, adecuado para aplicaciones en las más diversas

Modalidades de agitación magnética.

- Cuerpo metálico resistente a la corrosión esmaltado en epóxico electrostático
- Plataforma de acero inoxidable de 11 cm de diámetro
- Motor de inducción de bajo consumo
- Velocidad de agitación regulable de 50 hasta 2500 rpm
- Capacidad de agitación hasta 2 litros de líquidos con viscosidad similar al agua
- Puede trabajar en ambientes levemente corrosivos
- Luz piloto indicadora de funcionamiento y panel frontal
- Manual de operación
- Alimentación eléctrica 220 V
- ISO 9001
- Peso bruto 2,2 kilos
- Tamaño del embalaje 20 x 28 x 22 cm