



AGITADOR VORTEX ECONOMICO PARA TUBOS

Descripción

Este equipo es propio para una agitación fácil y vigorosa de muestras contenidas en tubos de ensayo, para aplicaciones en ensayos con enzimas, bioquímica, biología celular y otros.

- Cuerpo de plástico rígido resistente
- Base robusta pesada para dar estabilidad al producto
- Con 3 pies de apoyo de goma amortiguadora tipo ventosa
- Se puede trabajar con tubos o vasos de hasta 6 cm de diámetro
- Plataforma de material blando de 6 cm. de diámetro
- Agitación en régimen continuo o por toque de presión hacia abajo
- Motor silencioso y de bajo consumo
- Velocidad de agitación fija
- Consumo: 30 watts
- Alimentación eléctrica 220 V
- Manual de operación en español