



AGITADOR VORTEX PARA TUBOS MAS 1 SOPORTE DE PLATAFORMA PLANA

Descripción

Agitador de tubos tipo Vortex, acomoda tubos hasta 30mm de diámetro, siendo que también acepta tubos de centrifuga , cubetas , tubos Eppendorf u otro material que se pueda apoyar en la plataforma destacable.

- cuerpo de plástico rígido resistente con fina terminación epóxica
- pies de apoyo de goma
- base pesada para que no se desplace en la mesa
- se puede trabajar con tubos de hasta 3 cm de diámetro
- 1 soporte adicional tipo plataforma redonda de 83 mm diámetro
- agitación en régimen continuo o por toque
- motor silencioso y de bajo consumo
- velocidad de agitación regulable de 50 a 2500 rpm
- Perilla de control de la velocidad con marcas referenciales entre 50 y 2500 rpm..
- excentricidad de 2,25 mm
- alimentación eléctrica 220 V
- Consumo: 50 Watts;
- Manual de instrucciones en español
- Dimensiones : 17 x 12 x 17 cm