



APARATO PUNTO DE FUSIÓN A SECO

Descripción

Determina el punto de fusión de 3 muestras simultaneas por el sistema de calentamiento en seco, basta observar el momento exacto de la fusión a través de la lupa y leer la temperatura del termómetro de precisión

- Gabinete y base metálica esmaltado en epóxico electrostático
- Ocular con lente de aumento regulable y removible para limpieza interna
- Panel con interruptor general, interruptor de calentamiento directo o controlado
- Temperatura máxima de trabajo regulable hasta 300°C con control electrónico lineal y puntos de referencia de 1 a 10
- Iluminación horizontal indirecta de la muestra
- Capacidad de 3 pruebas simultaneas
- Incluye termómetro de precisión de 0 a 300°C con certificado, 50 capilares y dispositivo auxiliar de enfriamiento
- Alimentación eléctrica 220 V
- Manual de operación
- ISO 9001