



IMAGEN REFERENCIAL

AUTOCLAVE VERTICAL DE 150 LITROS MICROPROCESADA 132 GRADOS C/ TIMER Y SECADO 0-99 HORAS ABERTURA RAPIDA

Descripción

Este equipo cumple con el decreto 10 y con todas las necesidades y normas de la esterilización a vapor con calor húmedo hasta 132°C y control de temperatura microprocesado con indicación en display digital, programa de tiempo de autoclavado automático, descarga automática y programa de tiempo de secado de material.

- Esterilización por calor húmedo (vapor);
- Secado de material esterilizado por el propio calor interno de la caldera
- Uso en laboratorios químicos, clínicos, industriales, odontológicos, etc.
- Tapa de acero inoxidable de fácil manejo para abrir con solo un manipulador;
- Palanca para subir la tapa de la autoclave
- Estanque (cámara) de acero inoxidable 304;
- Parte externa de acero inoxidable en la **Q-290-26LDZXKBS**
- Diámetro del estanco 500mm x altura = 760 mm
- Consumo eléctrico: 6000 watts trifásico.
- 3 Canastillos para materiales a ser esterilizados de acero inoxidable;
- 3 Resistencias tubulares blindadas;
- Rango de temperatura de trabajo : 50-132 ?
- Programación digital de la temperatura;
- Programación digital del tiempo de esterilización desde 30 minutos hasta 99 horas, con 99 minutos;
- Programación digital del tiempo de secado desde 30 minutos hasta 99 horas, con 99 minutos
- Válvulas de seguridad y sistema de regulación de temperatura microprocesada programable a la temperatura deseada
- Manómetro para indicar la presión, con escala en presión y temperatura.
- Llave para descarga del agua y vapor ;
- Descarga automática de agua y vapor, o sea es completamente automática

-
- Secado automático
 - Saca automáticamente las bolsas de aire a través de dispositivo que comienza a evacuar aprox 20 grados antes de la temperatura programada
 - Manípulo central único para apretar, soltar y abrir la tapa.
 - Sistema de seguridad que no permite quemar la resistencia cuando falta el agua
 - Lámparas piloto indicadoras de proceso
 - Indicador de nivel : bajo-vacio-alto ,con 3 leds.
 - Señal audible para falta de agua
 - Protección eléctrica propia del trifásico
 - Tamaño del embalaje : 76x80x150

QUIMICA MANUEL HUMBERTO
MADRID SANCHEZ E.I.R.L.