



AUTOCLAVE VERTICAL DE 50 LITROS MICROPROCESADA 126 GRADOS C/ TIMER 0-99 HORAS ABERTURA RAPIDA

Descripción

Este equipo cumple con todas las necesidades y normas de la esterilización a vapor con calor húmedo hasta 126°C y control de temperatura microprocesado con indicación en display digital y programa de tiempo de autoclavado automático.

- Esterilización por calor húmedo (vapor);
- Uso en laboratorios químicos, clínicos, industriales, odontológicos, etc.
- Tapa de acero inoxidable de fácil manejo para abrir con solo un manipulador;
- Ruedas para fácil desplazamiento
- Estanque (cámara) de acero inoxidable 304;
- Parte externa de acero inoxidable en la **Q290-23LDZXKBS**
- Capacidad de 50 litros.
- Diámetro del estanque 35 cm x altura 50 cm
- Diámetro útil de los canastillos : 31 cm x altura 22 cm
- Consumo eléctrico: 3500 watts monofásico.
- 2 Canastillos para materiales a ser esterilizados de acero inoxidable;
- Resistencia tubular blindada;
- Indicador de nivel: bajo-vacío-alto, con 3 leds.
- Programación digital de la temperatura;
- Programación digital del tiempo hasta 99,99 horas;
- Válvulas de seguridad y sistema de regulación de temperatura micro procesada programable a la temperatura deseada
- Manómetro para indicar la presión, con escala en presión y temperatura.
- Llave para descarga del agua y vapor ;
- Manípulo central único para apretar, soltar y abrir la tapa.
- Sistema de seguridad que no permite quemar la resistencia cuando falta el agua
- Nuevo sistema de seguridad que no permite abrir la tapa hasta que la temperatura baje de los 99,0

grados

- Lámparas piloto indicadoras de proceso
- Señal sonora para falta de agua
- Dimensiones externas: 46 cm x 46 cm x altura 115 cm

QUIMICA MANUEL HUMBERTO
MADRID SANCHEZ E.I.R.L.