



IMAGEN REFERENCIAL

BALANZA DE PRECISION 200 GR X 0,001 ALUMINIUM

Descripción

Las balanzas de la serie Aluminium son del tipo económicas por el sistema de célula de carga, con la ventaja de tener buena precisión, versatilidad, estabilidad, y facilidad en el manejo. Tienen amplia aplicación especialmente en escuelas, industrias, laboratorios etc.

- Visor de Leds color amarillo de muy buena visibilidad
- Cuerpo construido de plástico rígido resistente color aluminio
- Protector de viento en acrílico destacable
- Tara automática sustractiva en todo el rango
- Puede ser usada como balanza contadora de piezas
- Calibración automática con pesa externa
- Pies ajustables
- **Capacidad máxima de peso 200,000 gr, lectura de 0,001 gr, división de 0,001 e=0,01 gr**
- Indicación de sobrecarga
- Platillo de acero inoxidable de 90 mm de diámetro
- Temperatura de operación de 5 a 35°C
- Alimentación eléctrica 220 V
- Manual de operación
- Opcional: peso de calibración de 100 gramos