



IMAGEN REFERENCIAL

## BALANZA DE PRECISION 600 GR X 0,01 ALUMINIUM

### Descripción

Las balanzas de la serie Aluminum son del tipo económicas por el sistema de célula de carga, con la ventaja de tener buena precisión, versatilidad, estabilidad, y facilidad en el manejo. Tienen amplia aplicación especialmente en escuelas, industrias, laboratorios etc

- Visor de Leds color amarillo con muy buena visibilidad
- Cuerpo construido de plástico rígido resistente color aluminio
- Protector de viento en acrílico
- Tara automática sustractiva en todo el rango
- Puede ser usada como balanza contadora de piezas
- Calibración automática con pesa externa
- Pies ajustables
- **Capacidad máx. de peso 600,00 gr, lectura de 0,01gr, división de 0,01 e =0.1gr**
- Indicación de sobrecarga
- Platillo de acero inoxidable de 130 mm de diámetro
- Con protector armable de viento o corrientes de aire
- Temperatura de operación de 5 a 35°C
- Alimentación eléctrica 220 V
- Manual de operación
- Opcional: peso de calibración de 500,0 gramos