



## BALANZA DIGITAL DE PRECISIÓN 3000 X 0,01 GR

### Descripción

Estas balanzas son del tipo económicas y funcionan por el principio de célula de carga, con la ventaja de tener buena precisión, versatilidad, estabilidad, facilidad y principalmente robustez en el manejo.

- Visor de cristal líquido de 22x8mm (cada dígito) con luz de contraste de fondo de muy buena visibilidad, se apaga automáticamente si no se usa
- Cuerpo construido de plástico rígido resistente
- Tara automática sustractiva en todo el rango
- Tiene las siguientes unidades de medida: gramos, quilates, onzas, onzas troy, libras, dracma, newton y porcentaje
- Puede ser usada como balanza contadora de piezas con promedio de: 10-20-50-100-150-200-250 - 500 y 1000 piezas
- Calibración automática con pesa externa de 1000,0 gr (no acompaña peso patrón)
- 4 pies ajustables y nivel de burbuja
- Indicador del momento de hacer la lectura
- **Capacidad máx. 3000,00 gr, lectura de 0,01gr, división de 0,01 e =0,1 gr**
- Platillo de acero inoxidable redondo 130 mm, con protector de viento en acrílico
- Dimensiones: frente 22 x alto 10 x fondo 30 cm
- Temperatura de operación de 5 a 35°C
- Alimentación eléctrica 220 V con fuente 12 volts DC externa incluida
- Pueden funcionar también solo con la batería interna por lo tanto son portátiles
- Atención: no incluye la batería
- Indicador de nivel de carga (batería baja) de la batería interna
- Temperatura de operación de 5 a 35°C
- Alimentación eléctrica 220 V
- Manual de operación
- Opcional: 2 pesos patrón de 500 gramos