



## BALANZA ELECTRONICA DIGITAL 0 A 2000 GR 0,01 GR

### Descripción

Estas balanzas son del tipo económicas y funcionan por el principio de célula de carga, con la ventaja de tener buena precisión, versatilidad, estabilidad, facilidad y principalmente robustez en el manejo.

- Visor de cristal líquido con luz de contraste de fondo de muy buena visibilidad
- Cuerpo construido de plástico rígido resistente
- Tara automática sustractiva en todo el rango
- Tiene las siguientes unidades de medida: gramos, quilates, onzas, onzas troy, libras, dracma, newton y porcentaje
- Puede ser usada como balanza contadora de piezas
- Calibración automática con pesa externa de 1000 gr (masa no incluida)
- Pies ajustables y nivel de burbuja
- Indicador del momento de hacer la lectura
- **Capacidad máx. de peso 2000,00 gr, lectura de 0,01gr, división de 0,01 e=0.1gr**
- Platillo de acero redondo de diámetro 125 mm y protector de viento de acrílico
- Temperatura de operación de 5 a 35°C
- Alimentación eléctrica 220 V con fuente externa incluida
- Pueden funcionar también solo con la batería interna por lo tanto son portátiles
- Atención: no incluye la batería
- Indicador de nivel de carga de la batería interna
- Manual de operación