



IMAGEN REFERENCIAL

## BALANZA ELECTRONICA DIGITAL 0 A 2000 GR 0,1 GR ALUMINIUM

### Descripción

Las balanzas de la serie Aluminum son del tipo económicas por el sistema de célula de carga, con la ventaja de tener buena precisión, versatilidad, estabilidad, y facilidad en el manejo.

- Visor de Leds color amarillo verdoso de 15 x 9 mm de muy buena visibilidad
- Cuerpo construido de plástico rígido resistente color aluminio
- Tara automática sustractiva en todo el rango
- Puede ser usada como balanza contadora de piezas
- Calibración automática con pesa externa de 2.000,0 gr (no acompaña peso patrón)
- Pies ajustables
- **Capacidad máxima de peso 2000,0 gr, lectura de 0,1 gr, división de 0,1 e=1,0 gr**
- Indicación de sobrecarga
- Platillo de acero inoxidable de 130 mm de diámetro
- Temperatura de operación de 5 a 35°C
- Alimentación eléctrica 220 V
- Manual de operación
- Opcional :2 pesos de calibración de 1000 gramos o 4 de 500 gramos