



BALANZA GRANATARIA DE 3 ESCALAS CAPACIDAD 2610 GRAMOS CON 0,1

Descripción

- Estructura de aluminio fundido
- Cuchillas de apoyo de ágata rectificada para asegurar reproducibilidad y buena precisión
- Freno magnético para acelerar las pesadas y disminuir las oscilaciones
- Unidad de peso: gramos
- 3 escalas de 0 a 10 gramos, de 0 a 500 gramos y de 0 a 100 gramos.
- Capacidad de 610 gramos sin los pesos sobresalientes
- Capacidad de 2610 gramos con los pesos sobresalientes
- Acompañan 3 pesos siendo 2 de 1 kilo y 1 de 500 gramos
- Precisión de la lectura: 0,1 gramo
- Plato de acero inoxidable de diámetro 15 cm.
- Tornillo para regular el cero de equilibrio