



## BALDE DE 20 LITROS DE POLIPROPILENO GRADUACIÓN DE 1 LITRO

### Descripción

Construido de polipropileno por inyección plástica espesor aprox. 2mm

Color translucido-transparente para mejorar la visualización

Peso: 674 gramos

Capacidad total 22 litros aprox.

Grabación pintada de azul hasta 20 litros

Escala de 1 a 19 litros

Graduación de 1 en 1 Lt

Con alza metálica reforzada

Diámetro externo de la base: 26 cm

Diámetro externo de la boca con aba :33 cm

Diámetro interno: 30 cm

Altura :34 cm

Peso liquido: 670 gramos

Dimensiones: FRENTE=27 X A =34 x FONDO 33 CM