



IMAGEN REFERENCIAL

BAÑO MARIA MICROPROCESADO SIMPLES CON BOMBA AGITADORA PRECISION +/- 0,5 A=20 X FR 28 X F=28 =15 LTS

Descripción

Este equipo es un baño termo regulado del tipo económico con control de temperatura microprocesado digital, tapa plana de acero inoxidable y bomba recirculadora de agua.

- Construido con gabinete en placa de acero esmaltado en epóxico electrostático
- Estanque de acero inoxidable 304
- Gabinete con aislamiento térmico
- Sistema de control electrónico digital
- Temperatura de trabajo programable de ambiente +5°C hasta 100°C, precisión de +/-0,5°C en el controlador
- Resistencia tubular blindada
- Bomba de circulación externa , puede colocar mangueras para circular al exterior
- Flujo del agua de la bomba de 4 lt/minuto
- Tapa plana de acero inoxidable
- Rejilla protectora interior para evitar quemaduras con la resistencia
- Llave frontal para drenaje
- Dimensiones útiles de 28 x 20 x 18,5 cm del estanco 20 x 28 x 28 cm
- Capacidad 15 litros
- Alimentación eléctrica 220 V
- Manual de operación
- ISO 9001