



IMAGEN REFERENCIAL

BAÑO MARIA REDONDO DE INOX DIGITAL DIAM 26 X ALTURA 15 CM CON TAPA-BOCA Y BANDEJA

Descripción

Baño María con control de temperatura digital especial para trabajos de ebullición, evaporación o concentraciones, destilaciones, en jarros, cápsulas u otro tipo de trabajos de rutina o didácticos. Es un baño con estanque de acero inoxidable sin soldaduras y control digital de la temperatura.

- Gabinete totalmente en planchas de acero tratado con terminación epoxica electrostática;
- Estanque de acero inoxidable 304 sin soldaduras;
- Manillas laterales embutidas de acero inoxidable para transporte
- Resistencia tubular blindada;
- Rango de trabajo entre 5°C arriba de la temperatura ambiente hasta 100°C;
- Control de temperatura digital microprocesado con Set Point y dígitos de 12mm rojos;
- Sensor tipo Pt100;
- Precisión de de lectura y del programa del controlador :0,1 °c ;
- Precisión del sistema: +- 3,0 °c
- Ajuste de reset entre + 9,9 y -9,9 grados Celsius
- Bandeja de aluminio para apoyo de vasos
- Tapa de aluminio con 4 anillos reductores de :117-113-76-56-37 mm de diámetro;
- Tamaño : 25cm de diámetro x 15 cm de altura = 2,9 litros
- Voltaje 220 Volts
- Consumo en Watts :900