



BASE (MESA) ANTIVIBRATORIA PARA BALANZAS 48 x 34 x 8 CM

Descripción

Dispositivo esencial para el buen funcionamiento de todo tipo de balanza de laboratorio,

Especialmente las balanzas analíticas, ya que elimina las vibraciones de las mesas consiguiendo de esta forma la estabilidad perfecta para todo tipo de balanzas de laboratorio.

Confeccionado en: metal y goma anti vibratoria

Dimensiones de: 48(largo) x 34(ancho) X 8(alto) cm

Peso aprox. 13 kg.

Carga soportada: 50 kg

4 pies de goma estabilizadora