



BATERIA DE SEBELIN 6 PUESTOS

Descripción

Este es un equipo muy versátil ya que puede tener aplicación en la extracción por solvente (soxhlet), en trabajos de reflujo, en la determinación de D.B.O. por el método convencional y otras diversas aplicaciones donde es requerido el calentamiento constante y seguro para matraces en línea.

- Construido con base de acero esmaltado en epóxico electrostático
- Puede calentar las 6 pruebas y también puede hacer la agitación magnética de las 6 pruebas simultáneamente
- El calor tiene controlador independiente con un sensor externo a ser introducido en la muestra, si no lo desea usar con el sensor el equipo se calienta al máximo sin control.
- La agitación magnética se puede regular de 1 control único para las 6 pruebas con lo cual permite una agitación uniforme para las 6 pruebas
- Con timer para la agitación magnética programable entre 10 y 120 minutos
- Planchas calefactoras de acero inoxidable diámetro 11cm. A prueba de

Salpicaduras.

- Temperatura máxima regulable entre 10 y 100 grados con el sensor y hasta 220°C sin el sensor y controles individuales lineales con escala de referencia.
- Fijación de los extractores por medio de 1 barra vertical fija de aluminio con 12 nueces dobles y 12 pinzas de 3 dedos para asegurar los matraces y condensadores.
- Capacidad de extractores hasta 500 ml
- Alimentación eléctrica 220 V
- Manual de operación

Modelo	Pruebas	Medidas exteriores	Watts	Volts
Q308-26Z	6	72 x 80 x 30 cm	1000	220