



IMAGEN REFERENCIAL

BOMBA DE VACIO 1,5 CFM 60 L/MIN CON MANÓMETRO

Descripción

Esta bomba de vacío está diseñada para aplicaciones de sólo vacío en filtraciones o donde se requiera el uso de vacío suave, lubricada con aceite

- Bomba de vacío con aceite
- Capacidad máxima de vacío aprox : de 672 mm hg al nivel del mar
- Desplazamiento de aire 60 litros por minuto
- Nivel de ruido menor que 65 decibeles
- Vacío máximo 0,9 bar , 26,5 pulgadas de hg o 672 mm hg
- Incluye vacuometro para visualización del vacío
- No tiene regulador de vacío
- Puede trabajar en uso continuo
- Equipo lubricado con aceite y visor de nivel
- Con manilla para hacerla completamente portátil
- Motor de 1/6 hp
- Manual de operación
- Consumo eléctrico : 200 watts
- Alimentación eléctrica 220 v
- Dimensiones externas 24 x 11 x 26 cm
- Tenemos también los kitsatos de protección.