



IMAGEN REFERENCIAL

BURETA LINEA AZUL 10 ML LLAVE DE TEFLON CLASE A DIVISION 0,1 ML GRABACION CAFÉ

Descripción

- Grabación pintada color azul
- Con línea azul y fondo blanco.
- Graduación de 0.05ml en 0.05ml
- Division:0,05ml
- Escala de 0.00 a 10,00 ml
- Llave de PTFE teflón®

QUIMICA MANUEL HUMBERTO
MADRID SANCHEZ E.I.R.L.