



CAMARA DIGITAL PARA MICROSCOPIOS CON PANTALLA LCD

Descripción

Transforma su microscopio o lupa en un microscopio digital LCD, permite la captura de imágenes desde un microscopio o lupa estereoscópica, se puede ver en la pantalla LCD y hacer trabajos de fotos y videos con el procesador de imágenes de su computador. También se puede ver directo en una televisión porque tiene conexión tipo AV.

- Se adapta en el ocular de su microscopio o lupa
- Acompaña el adaptador para el ocular de la lupa
- Resolución de 2 Mega pixeles
- Pantalla LCD de 3,6 pulgadas
- Lente de retransmisión
- Sd card de almacenamiento de 2 Gigabytes
- 1600 x 1200 pixeles activos
- Tiene salida para TV ,o sea se puede ver la misma imagen en cualquier tipo de televisor ,
- Tiene puerta USB , o sea, se puede conectar a un computador o notebook ,procesar las imágenes y por lo tanto se pueden proyectar en una data show
- Tiene slot para sd card, o sea, puede almacenar en su propia memoria, imágenes, fotos o videos.
- Tamaño máximo de foto : 12 MP
- Captura de imágenes instantánea , puede hacer videos cortos
- Imagen en tiempo real
- Conexión digital a PC vía cable USB
- Imágenes pueden ser salvadas, ajustadas, impresas o enviadas por email
- Acompaña software procesador de imágenes y cables de conexión USB
- Tamaño del producto : 10 x 11 x 11 cm
- Alimentación eléctrica 220 V
- Manual de operación

QUIMICA MANUEL HUMBERTO
MADRID SANCHEZ E.I.R.L.