



CAMPANA DE PCR ALT 99X FONDO 68 X ALT 63 CM

Descripción

Esta campana está equipada para poder ejecutar todos los trabajos de PCR y (productos no patógenos), en la industria farmacéutica y materiales biológicos de biología molecular. Cumple las normas ASHRAE 110, ISO 9001:2008, ISO 1401:2004, ISO 13485:2003.

- Circulación de aire en sentido vertical (de arriba hacia abajo) y saliendo por el frontal (por debajo de la ventana)
- Gabinete externo de acero esmaltado en epóxico electrostático
- Mesa de trabajo de acero inoxidable de fácil limpieza y sanitización
- Puerta frontal de vidrio templado tipo guillotina, con movimiento vertical de sistema mecánico que permite en cualquier altura y abertura máxima de 40cm, con una capa de protección contra la luz UV y vidrios laterales de 5 milímetros.
- Puerta frontal con 2 manillas para subir o bajar
- Pre filtro con fibra de poliéster
- Filtro HEPA con eficiencia de 99,999% de acuerdo a la norma, reteniendo partículas desde 0,3 um.
- Velocidad el aire de ingreso entre 0,3 y 0,5 metros/segundos
- Lámparas ultravioleta (2 unidades) germicida del tipo sin ozono las cuales tienen mas intensidad y mayor durabilidad para esterilización del producto con dispositivo de seguridad que las desconecta cuando la puerta es abierta.
- Lámparas ultravioleta con pré programa de 30 minutos y configurable entre 1-99 minutos
- Lámpara del tipo luz blanca para iluminación interna de la cámara.
- Motor de ½ hp silencioso, con ventilador con índice de ruido menor que 60 decibeles y programación del control de velocidad de 5 pasos o velocidades diferentes.
- Sistema de seguridad que no permite que el motor ventilador funcione con la puerta cerrada
- Iluminación interna aislada del área de trabajo
- Conexión eléctrica auxiliar
- Panel con interruptores del motor, iluminación fluorescente, luz ultra violeta y teclas de incremento y disminución.

-
- Soporte interno para pipetadores u otro
 - En la camara posee 2 toma corriente del tipo universal
 - Nivel de ruido inferior a 65 decibeles
 - Medidas internas útiles frente 94 x fondo 60 x altura 56 cm
 - Medidas externas: frente 100 X fondo 70 x altura 100 cm (con mesa)
 - Medidas de la mesa :frente 100 x fondo 66 x altura 66 cm
 - Incluye base soporte de la campana con ruedas y apoyos
 - Peso 130 kg.
 - Alimentación eléctrica 220 V
 - Consumo :380 watts
 - Manual de operación en español

QUIMICA MANUEL HUMBERTO
MADRID SANCHEZ E.I.R.L.