



CENTRIFUGA MICROPROCESADA MULTIPLE 16X 15 ML 8 X 50 ML 4 X 100 ML

Descripción

Este modelo consigue cumplir con la mayoría de las aplicaciones básicas y rutinarias de centrifugación de tubos con controles microprocesados

- gabinete de acero esmaltado en epóxico electrostático
- pies de apoyo de goma que se adhieren a la superficie
- dispositivo de seguridad que no permite la abertura de la puerta mientras está en funcionamiento
- cámara de centrifugación de acero inoxidable
- rotor libre oscilante para 16 tubos de 15 ml fondo redondo, 8 tubos de 50 ml fondo redondo y 4 tubos de 100 ml fondo redondo
- velocidad de centrifugación programable hasta 4000 rpm con control en display digital
- velocidad programable digitalmente
- indicador digital de rpm
- timer programable de 1 a 60 minutos con control en display digital
- balance automático
- traba de seguridad de la tapa
- manual de operación
- alimentación eléctrica 220 V
- ISO 9000