



IMAGEN REFERENCIAL

CUBRE OBJETO 20 X 20 MM 10 CAJAS CON 100 UNIDADES TOTAL 1000

## Descripción

Es una fina placa de vidrio sobre la cual se disponen objetos para su examen microscópico. El objeto a observar suele disponerse sobre el portaobjetos y el cubre objeto por arriba para después situarse en el microscopio y ser observado.

- Puede ser usado 1 lamina para cada muestra.
- Libre de polvo y grasas
- Empaquetado al vacío