



IMAGEN REFERENCIAL

CUBRE OBJETO 24 X24 MM 10 CAJAS CON 100 UNIDADES TOTAL 1000

Descripción

Es una fina placa de vidrio sobre la cual se disponen objetos para su examen microscópico. El objeto a observar suele disponerse sobre el portaobjetos y el cubre objeto por arriba para después situarse en el microscopio y ser observado.

- Puede ser usado 1 lamina para cada muestra.
- Libre de polvo y grasas
- Empaquetado al vacío