



## CUENTA COLONIAS DIGITAL CON LEDS -TOTALIZADOR Y 99 MEMORIAS CUENTA PLACA ABIERTA Y CERRADA

### Descripción

Permite el recuento de colonias a través de impulsos registrados en display tipo LCD con pantalla en idioma Español con hasta 999 unidades. El recuento es hecho a través de bolígrafos o aguja en placa abierta o cerrada. Soporte de la placa de Petri en acrílico transparente y cuadrulado, excelente visibilidad con iluminación hecha a través de iluminación blanca, fría de leds.

- Gabinete de plástico resistente
- Inclinación del equipo con ángulo de trabajo ajustable
- Soporte de la placa con cuadrulado para facilitar el sistema contador
- Excelente iluminación fría ,blanca a través de LEDS y bajísimo consumo de energía
- Regulador inteligente de la intensidad luminosa entre 0 y 100% mostrado el la pantalla
- Lupa con aumento de 3 X con apoyo de rotación y altura ajustable a la visión del operador.
- Acepta placas petri hasta 12 cm de diámetro
- Display del tipo LCD tipo pantalla Big Number con contraste azul y caracteres blancos posibilitando una excelente visión.
- Sonda metálica contadora por pulsos de contacto
- Lápiz contador a presión para marcación de las colonias
- Cada conteo efectuado es confirmado con una alarma sonora ( beep)
- Memoria para 99 tipos diferentes de colonias o muestras
- Capacidad de 999 unidades de conteo por memoria
- Tecla de cero para limpiar datos
- Almacenamiento del total de la última cuenta
- Incluye lápiz contador y sonda metálica
- Multilingüe : puede trabajar en ingles, portugués o español
- Comunicación RS232 para su uso con la impresora opcional (Q805S);alimentación eléctrica 220 V
- Manual de operación

Modelo	Volts	Watts	Peso (g)	Dimensiones (A x Fx F) cm
--------	-------	-------	----------	---------------------------

---

Q295B

90~240

10

900

26,5×27,5×32,5

QUIMICA MANUEL HUMBERTO  
MADRID SANCHEZ E.I.R.L.