



CUENTA COLONIAS DIGITAL CON TOTALIZADOR

Descripción

Este equipo contador de colonias electrónico digital cuenta por medio de lápiz o tecla, en placas de Petri cerradas, al pulsar o presionar permite el conteo de la colonia. Iluminación con luz LED.

QUIMICA MANUEL HUMBERTO
MADRID SANCHEZ E.I.R.L.

- Gabinete de plástico resistente
- Permite la inclinación del equipo para trabajar más cómodo
- Soporte de la placa con cuadrículado para facilitar el sistema contador
- Moderna iluminación con luz blanca LED
- Lupa de aumento con luz tipo LED incidente, alimentación a pilas
- Lupa de aumento con diámetro de 90 mm, con flexible ajustable y mini lupa interna de 20mm de diámetro
- Acepta placas Petri hasta 100 mm de diámetro
- Diámetro máximo de visión: 110 mm
- Se puede poner la placa de 150 mm, pero la visión máxima es de 110 mm
- Display totalizador de 3 dígitos
- Lápiz contador a presión para marcación
- Cada conteo efectuado es confirmado con una alarma sonora
- Capacidad de 999 unidades de conteo por memoria
- Incluye lápiz contador
- Permite conteo manual por teclas de aumento y disminución (por si se hubiera equivocado) con su respectiva alarma sonora
- Tecla para cerar la cuenta
- Alimentación eléctrica 220 V
- 4 baterías para alimentar la luz de la lupa
- Consumo total 12 watts
- Dimensiones: 16 x 21 x 26 cm
- Alimentación eléctrica 220 V
- Manual de operación