



## DISPENSADOR DE VOLUMEN VARIABLE DE 1 A 10 ML CON 5 ADAPTADORES

### Descripción

CÓDIGO

D73311-110

VOLUMEN ÚTIL

DE 1000 A 10.000  $\mu$ L

GRADUACIÓN

DE 0,2ML EN 0,2 ML

REGULACIÓN

MECÁNICA A TRAVÉS

PRECISIÓN

0,5% O 50  $\mu$ L

COEFICIENTE DE VARIACIÓN

0,1% O 10  $\mu$ L

TOTALMENTE AUTOCLAVABLE

A 121 GRADOS

TIENE ADAPTADORES PARA BOTELLAS DE 45 A

S40- GL32-GL38-GL2