



IMAGEN REFERENCIAL

EMBUDO DE DECANTACION O SEPARACION FORMA PERA 125 ML LLAVE TEFLON TAPA VIDRIO JUNTA19/12

Descripción

- Volumen: 125 ml
- Vástago de: 6.5 cm
- Diámetro del vástago: 0.8 cm
- Diámetro interior de boca del embudo: 1.6 cm
- Tipo de tapa: Vidrio 19/19
- Llave de PTFE teflón®

QUIMICA MANUEL HUMBERTO
MADRID SANCHEZ E.I.R.L.