



IMAGEN REFERENCIAL

EMBUDO DE DECANTACION O SEPARACION FORMA PERA 2000 ML LLAVE  
TEFLON TAPA VIDRIO JUNTA 34/30

### Descripción

- Volumen: 2000 ml
- Vástago de: 8 cm
- Diámetro del vástago: 1.2 cm
- Diámetro interior de boca del embudo: 3.4 cm
- Tipo de tapa: Vidrio 34
- Llave de PTFE teflón®

QUIMICA MANUEL HUMBERTO  
MADRID SANCHEZ E.I.R.L.