



IMAGEN REFERENCIAL

EMBUDO DE DECANTACION O SEPARACION FORMA PERA 250 ML LLAVE TEFLON TAPA VIDRIO JUNTA 19/20

Descripción

- Volumen: 250 ml
- Vástago de: 8 cm
- Diámetro del vástago: 0.9 cm
- Diámetro interior de boca del embudo: 1.7 cm
- Tipo de tapa: Vidrio 19/26
- Llave de PTFE teflón®

QUIMICA MANUEL HUMBERTO
MADRID SANCHEZ E.I.R.L.