



IMAGEN REFERENCIAL

## EMBUDO DE DECANTACION O SEPARACION FORMA PERA 500 ML LLAVE TEFLON TAPA VIDRIO JUNTA24/20

### Descripción

- Volumen: 500 ml
- Vástago de: 9.5 cm
- Diámetro del vástago: 0.9 cm
- Diámetro interior de boca del embudo: 2.2 cm
- Tipo de tapa: Vidrio 24/29
- Llave de PTFE teflón®

QUIMICA MANUEL HUMBERTO  
MADRID SANCHEZ E.I.R.L.