



ERLENMEYER GRADUADO DE 5000 ML BOCA DE 55 MM VIDRIO BOROSILICATO IMPORTADO

Descripción

- Volumen: 5000 ml
- Graduación de 500 en 500ml
- Diámetro de base: 23 cm
- Diámetro interior de boca: 5.3 cm
- Diámetro externo de cuello: 6.5 cm
- Peso: 1500 gramos (1,5 kg)
- Vidrio borosilicato 3.3

QUIMICA MANUEL HUMBERTO
MADRID SANCHEZ E.I.R.L.