



ESPÁTULA DE POLIPROPILENO AZUL 18 CM HOJA 10 CM MANGO 8 CM

### Descripción

LARGO TOTAL :18 CM.

LARGO DE LA HOJA :10 CM

LARGO DEL MANGO : 8 CM

HECHAS DE POLIPROPILENO: pueden ser autoclavadas

COLOR: AZUL

Material	Temp. °C Max.	Temp. °C Mín.	Apariencia	Microondas	Flexible.	Autoc
PP	135	0	azul	si	rígido	si