



ESTUFA CON CIRCULACIÓN – CULTIVO Y ESTERILIZACIÓN 30 LITROS ALT 32 X FRENTE 34 FONDO 26 CM

Descripción

Este nuevo concepto de la ingeniería que presentamos en este producto trae la experiencia de muchos años, donde se pueden obtener 3 estufas al precio de una sola, en este caso esta estufa puede funcionar como estufa de esterilización, como estufa de cultivo, y también como estufa de circulación de aire ya que posee un ventilador para la convección y circulación del aire dentro de la cámara todo en un solo gabinete con alta precisión y eficiencia

- Construida externamente de acero esmaltada en epóxico electrostático
- Cámara y parte interna de la puerta de acero inoxidable 304 pulido
- Puerta con manilla, cerradura de presión y visor de vidrio
- Excelente aislamiento térmico de las paredes y puerta
- Puerta con sello de silicona
- Controlador digital con doble display indicador de programa e indicador de temperatura y PID
- Temperatura programable como esterilizador: de 80 a 220 °C
- Temperatura programable como cultivo: de ambiente +5°C hasta 80°C,
- Precisión como esterilizador: +/-1°C
- Precisión como cultivo: +/-0,5 °C
- Tiempo programable (timer) de 0-9999 minutos
- Sensor de Pt 100 encapsulado
- Ajuste de la cantidad de aire que entra y sale de la cámara
- Capacidad de 30 lt medidas de alt 31 x frente 31 x fondo 31 cm
- Medidas externas: (fondo)46 x (frente)51 x (alto)69,5 cm
- Soporte de 5 posiciones para ajuste de parrillas
- Incluye 2 parrillas
- Alimentación eléctrica 220 V
- Consumo hasta 850 watts

-
- Manual de operación

QUIMICA MANUEL HUMBERTO
MADRID SANCHEZ E.I.R.L.