



ESTUFA CON CIRCULACIÓN DE AIRE 13 LTS HASTA 250 GRADOS MICROPROCESADA CON TIMER ALT 25 X FR 25 X FON 20,5 CM

Descripción

Equipo diseñado para efectuar trabajos de secado o de esterilización en forma cómoda con control microprocesado y por sistema de aire forzado para conseguir una mejor homogenización de la temperatura dentro de la cámara.

DIMENSIONES DE LA CAMARA: ALTO 25CM X FRENTE 25 X FONDO 25 CM

- Construida externamente de acero esmaltada en epóxico electrostático
- Cámara y parte interna de la puerta de acero inoxidable pulido tipo espejo
- Cámara específica para la circulación del aire por sistema forzado
- Motor recirculador del aire dentro de la cámara para proporcionar mejor homogenización de la temperatura, con regulador de la entrada de aire
- Dispositivo de ajuste de salida del aire por la parte trasera
- Puerta con abertura hacia la derecha
- Puerta externa con suave abertura y sellado de presión; con visor de vidrio templado.
- Puerta con sello de silicona y cerradura de presión
- Excelente aislamiento térmico de las paredes y puerta
- Temperatura de trabajo programable de 50 hasta 250°C
- Sensor de temperatura tipo PT 100 encapsulado en acero inoxidable, precisión del sistema, de $\pm 5^{\circ}\text{C}$;
- Fluctuación de la temperatura: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Controlador electrónico de temperatura, indicación digital de la temperatura programable con las funciones de set point, y doble display, el superior rojo para indicar la temperatura de la cámara y el inferior verde para programar la temperatura deseada.
- Timer para programación de los tiempos de trabajo
- Precisión del control en un punto $\pm 1^{\circ}\text{C}$;

-
- 3 guías interiores para colocación de parrillas en 3 posiciones
 - Incluye 2 parrillas
 - Orificio superior para colocación de termómetro (no incluido)
 - Alimentación eléctrica 220 V
 - Manual de operación
 - Peso bruto: 26 kg
 - Dimensiones del embalaje: A=48 X F=71 X F=55 cm

Modelo	Volumen	Medida Interior	Medida Exterior	Watts	Volts
Q314M13F	15 lts	25 x 25x 25 cm	42 x 53 x 45 cm	500	220

QUIMICA MANUEL HUMBERTO
MADRID SANCHEZ E.I.R.L.