



ESTUFA DE ESTERILIZACIÓN 42 LITROS MICROPROCESADA 300 GRADOS A35 XF35 XF35 CON TIMER

Descripción

Cuando la confiabilidad es necesaria para efectuar la esterilización y secado de material de vidrio y otros trabajos Quimis ofrece este modelo económico que cumple con las necesidades técnicas y prácticas, fácil limpieza y sanitización

- Construida externamente de acero esmaltada en epóxico electrostático
- Cámara y parte interna de la puerta de acero inoxidable 304 pulido
- Puerta con manilla y moderna cerradura de presión
- Visor del interior de vidrio doble
- Excelente aislamiento térmico de las paredes y puerta
- Puerta con sello de silicona
- Controlador digital con doble display indicador de programa e indicador de temperatura y PID
- Temperatura programable de ambiente +5°C hasta 300°C, precisión +/-5°C
- Tiempo programable (timer) de 0-9999 minutos
- Sensor de Pt 100 encapsulado
- Capacidad útil de 42 lt medidas de 35 x 35 x 35 cm
- Medidas externas: (fondo)50 x (frente)55 x (alto)73,5 cm
- Soporte de 7 posiciones para ajuste de parrillas
- Incluye 2 parrillas
- Alimentación eléctrica 220 V
- Consumo: 1000 watts
- Manual de operación