



## ESTUFA INCUBADORA DBO REFRIGERADA A41 X F42 X F 47 APROX 80 LTS

### Descripción

Cuando la confiabilidad y la precisión son necesarias para la incubación con temperaturas desde bajo ambiente (0°C) hasta 60°C, Quimis ofrece estos modelos que también pueden ser utilizados en la determinación de DBO.

- Construido con gabinete de acero esmaltado en epóxico electrostático
- Cámara interior de plástico rígido resistente
- Fácil limpieza o sanitización de la cámara
- Circulación forzada de aire en la cámara
- Excelente aislamiento de las paredes y puerta
- Temperatura de trabajo programable de 0 a 50°C con resolución de 0,1 en 0,1°C y con precisión +/- 0,5°C
- Sonda de temperatura blindada tipo Pt100 encapsulada en acero inoxidable
- Reservativo de agua para mantener humedad relativa no controlada
- Cámara con iluminación automática al abrir la puerta
- Termostato de protección para sobre temperatura
- Compresor con gas ecológico libre de CFC
- Termostato de seguridad para sobre temperatura
- Medidas útiles 43 x 41 x 43 cm
- Medidas exteriores 87 x 55 x 66 cm
- Capacidad útil de 80 litros
- Manual de operación
- Alimentación eléctrica 220 V
- ISO 9001