



FRASCO DE 250 ML TAPAROSCA DE POLIPROPILENO AUTOCLAVABLE BOCA DE 27 MM INT 30 MM EXT

### Descripción

Grabación externa PINTADA

Graduación de 50 en 50 ml

Autoclavable

Boca ancha de 42 mm

Diámetro: 65 mm

Altura :110mm

Material	Temp. °C Max.	Temp. °C Mín.	Apariencia	Microondas	Flexible.	Autoc
PP	135	0	translúcido	si	rígido	si

\*\*no aplicable a la contratapa