



FRASCO DE 250ML AUTOCLA BOCA ANCHA DE POLIETILENO HD

Descripción

Grabación externa en relieve

Graduación de 50 en 50 ml

Autoclavable

Boca ancha de 42 mm

Con contratapa interna (no Autoclavable)

Diámetro: 65 mm

Altura :110mm

Material	Temp. °C Max.	Temp. °C Mín.	Apariencia	Microondas	Flexible.	Autoc
PP	135	0	translúcido	si	rígido	si

**no aplicable a la contratapa