



HORNO MUFLA 1200 GRADOS 8 X 12 X 20 CM 1,92 LITROS

Descripción

Este modelo de mufla es de tipo moderno y funcional propio para hacer trabajos a altas temperaturas pudiendo alcanzar hasta 1150/ 1200 °C;

- Construido exteriormente de acero esmaltado en epóxico electrostático
- Cámara interna con altura 8 cm x frente 12 cm x fondo 20 cm = 1,92 litros
- Temperatura de trabajo programable de 300 hasta 1200°C, precisión +/- 7°C
- Aislación de fibra cerámica que evita el calentamiento en la parte exterior
- Panel de comandos en la parte inferior de la mufla
- Resistencias de hilo tipo Khantal® A1 especial para altas temperaturas
- Cámara interna tipo mufla, o sea, las resistencias no son aparentes.
- Cámara de trabajo de refractario especial duro (no se desgasta)
- Velocidad de calentamiento aprox. 100 minutos hasta 1200°C
- Puerta con abertura lateral, aislación térmica de la misma y cerrojo de palanca con presión de resorte
- Panel con controlador digital microprocesado de temperatura de dígitos grandes con set point de color verde, indicador digital de la temperatura en color rojo, e interruptor on-off.
- Controlador con función de timer programable hasta 999,9 minutos que corta el comando cuando la mufla llega a la temperatura programada.
- Sonda de temperatura tipo k encapsulada totalmente en cerámica
- Manual de operación
- Alimentación eléctrica 220 v

Modelo	Volumen	Medidas Internas	Medidas Externas	Peso
Q318DTH25	1,92 lt	8 x 12 x 20 cm	54 x 40 x 48 cm	30 kg