



ILUMINADOR DE FIBRA ÓPTICA FRÍO DE ANILLO

Descripción

Es un equipo propio para auxiliar la iluminación en las lupas o microscopios estereoscópicos.

- Base metálica con buena estabilidad
- Trabaja con una fuente de iluminación halógena
- Control análogo electrónico gradual de la intensidad luminosa
- Alimentación eléctrica 220 V
- Con ducto completamente flexible de fibra óptica de recubierta metálica
- Consumo eléctrico :150 Watts
- Peso aprox. 3 Kilos