



## INCUBADOR SHAKER BANDEJA 350 X 350 TEMP HASTA 60 GRADOS TIMER DIGITAL Y CONTROL DIGITAL

### Descripción

Incubadora con agitador shaker incorporado adecuado para la mezcla de líquidos en diferentes tipos de envases como frascos, botellas, tubos, placas, etc., para utilización en farmacia, biología, medicina, biología molecular, bioquímica, etc.

- Gabinete externo construido en plástico resistente con pies de apoyo de goma
- Interior de acero inoxidable pulido tipo espejo
- Ventana de acrílico reforzado para visualización e introducción de materiales
- Instalar en superficie plana y estable
- Cámara de pre calentamiento con circulación forzada de aire para mejor homogenización
- Sistema de agitación orbital con desplazamiento de +/-20 mm
- Motor silencioso de bajo consumo
- Velocidad de agitación programable de 40 hasta 300 rpm en display digital con precisión de 1 rpm
- Timer programable de 1 hasta 9999 minutos en display digital
- Temperatura de trabajo de ambiente +5°C a 50°C con resolución de 0,1°C
- Recuperación de las funciones programadas en caso de corte de energía
- Plataforma de acero inoxidable de 35 x 35 cm
- Capacidad de 4 matraces de 2000 ml
- Peso máximo en plataforma de 10 kg
- Manual de operación
- Alimentación eléctrica 220 v
- ISO 9001