



IMAGEN REFERENCIAL

## KITASATO DE 250 ML

### Descripción

- Vidrio borosilicato 3.3
- Identificador de capacidad pintada de color blanco
- Volumen: 250 ml
- Diámetro de la salida lateral: 1 cm
- Largo aprox. de la salida lateral: 2,4 cm
- Diámetro interior de la boca superior: 3 cm
- Peso aprox. 302 gr

QUIMICA MANUEL HUMBERTO  
MADRID SANCHEZ E.I.R.L.