



## MANTA CALEFACTORA DE 2000 ML.

### Descripción

Cuando es necesario el calentamiento de un solvente o cualquier otro producto inflamable es éste el único equipo que ofrece seguridad en la operación, además de alcanzar altas temperaturas en forma regulable

- Construida con cuerpo de aluminio esmaltado en epóxico electrostático
- Sistema de calentamiento con resistencias de hilo Kanthal embutido en capilar de fibra de vidrio y colocada con forma de nido circular
- Con triple aislación de la resistencia para permitir mayor durabilidad
- Temperatura de trabajo regulable hasta 500°C con referencia de puntos de 1 a 10
- Regulador de temperatura blindado y separado del manto para mayor seguridad contra eventuales chispas y derrames de líquido.
- Excelente aislamiento de la parte exterior al calor
- Gran economía de energía eléctrica debido a su gran aislamiento
- Gran estabilidad debido a su forma cilíndrica y apoyo circular
- Alimentación eléctrica 220 V
- Manual de operación
- ISO 9001