



MESA AGITADORA SHAKER MICROPROCESADA

Descripción

Agitador shaker adecuado para la mezcla de líquidos en diferentes tipos de envases como frascos, botellas, tubos, placas, embudos de decantación, etc,

- Base en placa de acero reforzada esmaltada en epóxico electrostático con pies de goma regulables en altura
- Instalar en superficie plana y estable
- Sistema de agitación circular orbital
- Motor sin carbones silencioso de bajo consumo
- Velocidad de agitación programable de 100 hasta 300 rpm con incrementos de 10 en 10 rpm en display digital
- Timer programable de 0,1 hasta 99,9 minutos con incrementos de 1 en 1 segundos en display digital
- Señal audible del final del proceso
- Plataforma de acero inoxidable removible de 39 x 30 cm con protección de esponja y 4 barras horizontales regulables y recubiertas de silicona para fijación de recipientes
- Capacidad máxima de carga hasta 15 Kg.
- Consigue trabajar con 12 matraces aforados de 250 ml o 6 matraces Erlenmeyer de 500ml.
- Manual de operación
- Alimentación eléctrica 220 V
- ISO 9001