



## MESA AGITADORA SHAKER PARA 72 ERLENMEYER DE 250 ML

### Descripción

Este agitador tipo shaker es adecuado para la mezcla de líquidos en diferentes tipos de envases como frascos, botellas, erlenmeyer, etc, se usa mucho en microbiología, química, minería, inmunología, bioquímica y biología molecular

- Base en placa de acero reforzada esmaltada en epóxico electrostático con pies de goma regulables en altura
- Base pesada para dar buena estabilidad al sistema
- Sistema de agitación circular orbital excéntrica con amplitud de 20 mm
- Motor silencioso y sin carbones de bajo consumo y poca mantención
- Velocidad de agitación programable digital de 0 hasta 250 rpm con regulador digital de rpm e indicación de las rpm del momento.
- Timer programable en el display digital de 1 minuto hasta 999,0 minutos, con indicación del tiempo transcurrido
- Capacidad hasta 72 erlenmeyer de 250 ml
- Plataforma con 72 pinzas de acero inoxidable con resorte para fijar los matraces
- Panel con interruptor general y controlador digital de rpm y tiempo.
- Capacidad máxima de carga hasta 25 Kg.
- Alimentación eléctrica 220 V
- Manual de operación
- Dimensiones de la plataforma: 860 x 750 mm
- Peso aprox :30 Kg