



MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE AUTOCLAVABLE 1000 A 5000 UL

Descripción

VOLUMEN ÚTIL:	de 1000 a 5000 µl
GRADUACIÓN:	de 0,02 mL en 0,02 mL
REGULACIÓN:	mecánica a través de perilla
CERTIFICADO:	original unitario por cada micropipeta
	en 1000 µl =+-2%
	en 2000 µl = +- 0,8%
TOLERANCIA:	en 5000 µl=+-0,7%

QUIMICA MANUEL HUMBERTO
MADRID SANCHEZ E.I.R.L.