



## MICROTOMO MANUAL PROFESIONAL CORTA DE 1 A 35 UM MUESTRA 50X 40 MM

### Descripción

Confeccionado en metal fundido

Permite finos cortes histológicos nivel profesional

Accionamiento manual

Escala micrométrica

Tornillo para regulación y fijación de escala

Compatible con la parafina

Rango de espesor de la lámina entre 1 y 25 micrones

Mínimo de resolución 1 micrón

Error de la precisión: + -10%

Máxima sección de la lámina: 40 x 30 mm

Dimensión de: 29 x 30 x 22 cm

Peso :21Kg.