



MOLINO CONTINUO 150 GRAMOS/ MINUTO PARA CEREALES ,HOJAS ETC

Descripción

Sirve para moler una gran variedad de aplicaciones tales como molienda de hojas secas, maíz, raíces, trigo, pre-gluten, celulosa, arroz, soja, porotos, semillas, tallos secos, carbón, productos químicos y vegetales en general. NO SIRVE PARA MINERALES NI PRODUCTOS DUROS.

- Gabinete de plástico rígido resistente robusto y estable resistente a la corrosión
- Motor potente de 550 watts
- Diámetro de la hélice propulsora: 127 mm
- Deja los productos pulverizados similar al talco
- Cámara de molienda segura con protectores contra accidentes
- Porta muestras con resorte
- Interruptor accionador del motor
- Tiempo de molienda continua
- Motor con 10.000 rpm.
- Sistema de seguridad que no permite el funcionamiento con la tapa abierta
- Flujo de entrada: hasta 150g/min
- Acompaña: tamiz de acero, 2 frascos receptores y herramientas.
- Lámpara piloto indicadora de funcionamiento
- Peso: 16 kilos
- Manual de operación
- Alimentación eléctrica 220 V