



PAPEL FILTRO CUANTITATIVO 125MM DIAM 202 MEDIO CAJA CON 100 EQUIVALENTE WHATMAN 40

Descripción

| ITEMS | UNIDAD | CUALITATIVO | | | CUANTITATIVO |
|--------------------------|-------------|---------------------|-----------|-----------------|---------------------|
| | | Rapido | Medio | Lento | Rapido |
| | | CL125-101 | | | |
| | | Y CL125-101N | CL125-102 | CL125-103 | CT125-201 |
| Peso(aprox)gr/m2 | Gr | 80 | 80 | 85 | 80 |
| Precipitado | | Precipitado | | | Precipitado |
| | | Grueso y gelatinoso | Cristales | Cristales finos | Grueso y gelatinoso |
| ?Velocidad de filtración | (Segundos?) | ?de 30 segundos | 60 | 120 | 30 |
| Cont. cenizas | % | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.01 |

| | | | | | |
|--|----------|----------------------------|-------|-------|----------------|
| ? | | | | | |
| Cont. de hierro | % | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| Retención de partículas (aprox) | micrones | 20-25 | 10-12 | 2-3 | 20-25 |
| ? | | | | | |
| Solubilidad en acido clorhidrico diluido | % | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Similar a Whatman | | No.4 | No.1 | No.5 | No.41 |
| | | Tamaños Pliegos 60X60CM | | | tamaños |
| | | Discos de diametro 125MM | | | Discos de diam |

QUIMICA MANUEL HUMBERTO
 MADRID SANCHEZ E.I.R.L.